

Kaninchen-Anti-Human/Affe Cd127/IL-7R α Mab Für Fc - P16871

Artikelnummer: CM0008011



Einführung

konjugiertes Kaninchen-anti-human/Affe CD127/IL-7R α monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Ziel ist Interleukin-7-Rezeptor-Untereinheit Alpha (UniProt P16871). Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human/Affe CD127/IL-7R α mAb
Bemerkungen/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Spezies	Human
GeneID (Human)	3575
GeneID	3575
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-236 des humanen CD127/IL-7R α (NP_002176.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P16871
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel