

Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd127/IL-7R α Mab - P16871

Artikelnummer: CM0010828



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches und cynomolgus CD127/IL-7R α für die Durchflusszytometrie. Ideal für immunologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays im Zusammenhang mit IL-7-Rezeptor-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Affe CD127/IL-7R α mAb
Bemerkungen/Aliase	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3575
GenID	3575
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P16871
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel