

Kaninchen-Anti-Mensch/Affe Cd127/IL-7R α Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P16871

Artikelnummer: CM0012005



Einführung

Kaninchen-anti-Mensch/Affe CD127/IL-7R α Monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen, reagiert mit Mensch und Krabbenaffe. Ideal für die IL-7R-Expressionsanalyse in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch/Affe CD127/IL-7R α mAk
Bemerkungen/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3575
GenID	3575
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-236 des menschlichen CD127/IL-7R α (NP_002176.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenaffe
SWISS	P16871
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel