


Kaninchen-Anti-Human-/Affen-Cd14-Mab Für Fc - P08571

Artikelnummer: CM0010761



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes und cynomolgisches CD14 für die Durchflusszytometrie. CD14 ist ein GPI-verankerter LPS-Korezeptor, der die angeborene Immunität vermittelt. Ideal zur Identifizierung von Monozyten/Makrophagen in der diagnostischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human-/Affen-CD14-mAb
Bemerkungen/Alias	CD14
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-352 des humanen CD14 (NP_000582.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08571
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku