

Kaninchen-Anti-Human-/Affen-Cd14-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08571

Artikelnummer: CM0008087



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für humanes und Cynomolgus-CD14, validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist das Monozyten-Differenzierungsantigen CD14, ein Korezeptor für bakterielles Lipopolysaccharid und die angeborene Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human-/Affen-CD14-mAb
Bemerkungen/Alias	CD14
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	929
GeneID	929
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-352 des humanen CD14 (NP_000582.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08571
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel