


Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd14 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08571

Artikelnummer: CM0004313



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen CD14, validiert für Durchflusszytometrie bei Mensch und Java-Krabbenaffe. Korezeptor für bakterielle LPS, vermittelt die angeborene Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human/Monkey CD14 mAk
Anmerkungen/Alias	CD14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	929
Gen-ID	929
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Java-Krabbenaffe
SWISS	P08571
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel