

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd14 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08571

Artikelnummer: CM0009957



Einführung

-konjugierter anti-CD14 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt menschliches und Cynomolgus-CD14, einen Monozyten/Makrophagen-Marker und LPS-Korezeptor. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD14 mAk
Bemerkungen/Alias	CD14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	929
Gen-ID	929
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-352 von menschlichem CD14 (NP_000582.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08571
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel