

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd16 Mab Für Fc - P08637/O75015

Artikelnummer: CM0008981



Einführung

Kaninchen anti-Human/Affe CD16 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt CD16A und CD16B (FCGR3A/FCGR3B), mit Reaktivität bei Mensch und Javaneraffe. Geeignet für FC-Anwendung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD16 mAb
Bemerkungen/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2214/2215
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-208 von humanem FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P08637/O75015
Proteingewicht	29KDa/26KDa
Versand	Eisbeutel