

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd16 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08637/O75015

Artikelnummer: CM0006131



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Anti-CD16-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie, zielt auf humanes und Cynomolgus-CD16 (FCGR3A/FCGR3B) ab. Das rekombinante Immunogen umfasst die extrazelluläre Domäne und gewährleistet die spezifische Detektion des an der ADCC beteiligten Fc-Rezeptors mit niedriger Affinität für IgG.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD16 mAk
Bemerkungen/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A; CD16b
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2214/2215
Gen-ID	2214/2215
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-208 von humanem FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Proteinmasse	29KDa/26KDa
Versand	Eisbeutel