

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd18 Mab - P05107

Artikelnummer: CM0004059



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches und Cynomolgus-CD18 für die Durchflusszytometrie. CD18 (ITGB2) ist die Beta-2-Integrin-Untereinheit, die die Leukozytenadhäsion und -migration vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD18 mAb
Bemerkungen/Alias	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3689
GenID	3689
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-769 von menschlichem CD18 (NP_000202.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P05107
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel