

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd19 Mak - Cd19

Artikelnummer: CM0012338

Einführung

Anti-CD19 monoklonaler Antikörper (Klon), hergestellt im Kaninchen, validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt menschliches und Cynomolgus-CD19, ein 95 kDa B-Zell-Oberflächenglykoprotein. Geeignet für hämatologische und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD19 mAk
Bemerkungen/Alias	CD19
Spezies	Affe
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID	102145514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-292 von Affen-CD19 (XP_005591597.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
Versand	Eisbeutel