

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd19 Mab - Cd19

Artikelnummer: CM0011139

Einführung

Kaninchen anti-Human/Affe CD19 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Kreuzreagiert mit humanem und Javaneraffen-CD19 (63kDa). Ideal für die B-Zellforschung und Immunphänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD19 mAb
Alias	CD19
Spezies	Affe
Gen-ID (Human)	930
Gen-ID (Affe)	102145514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-292 von Affen-CD19 enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel