

Kaninchen-Anti-Mensch/Affe-Cd19-Mab - Cd19

Artikelnummer: CM0009318

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD19, der mit humanen Zellen und Javaneraffen reagiert. Dieser für Anwendungen in der Durchflusszytometrie entwickelte Antikörper erkennt ein 63 kDa großes Transmembranprotein und eignet sich daher für die Forschung zur Immunphänotypisierung von B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch/Affe-CD19-mAb
Bemerkungen/Alias	CD19
Spezies	Affe
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID	102145514
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-292 des CD19 von Affen (XP_005591597.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku