

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd19 Mab

Artikelnummer: CM0005132

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes und affenes CD19 gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Cynomolgus-Affe. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 63 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD19 mAb
Spezies	Affe
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID	102145514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-292 von affenem CD19 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel