

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd19 Monoklonaler Antikörper - Cd19

Artikelnummer: CM0011307

Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD19, validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanem und Javaneraffen-CD19, unterstützt die B-Zellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD19 mAb
Bemerkungen/Alias	CD19
Spezies	Affe
Gen-ID (Human)	930
Gen-ID	102145514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (20-292) von Affen-CD19 enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
Versand	Eisbeutel