

Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd19 Monoklonaler Antikörper - Cd19

Artikelnummer: CM0003981

Einführung

Rekombinanter -konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen CD19 für die Durchflusszytometrie. Validiert für Menschen und Krabbenaffen. Geeignet für die Analyse der B-Zell-Linie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human/Monkey CD19 mAb
Bemerkungen/Alias	CD19
Spezies	Affe
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID (Affe)	102145514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-292 von Affen-CD19 entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenaffe
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel