

Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd20 Mak Für Fc - P12314

Artikelnummer: CM0004676

Einführung

Hochaffiner Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen/cynomolgen CD20, konjugiert mit , validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Immunzellprofilierung und klinische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Affe CD20 mAk
Bemerkungen/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	931
Gen-ID	931
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P12314
Proteingewicht	14kDa/33kDa
Versand	Eisbeutel