

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd20 Mab Für Die Durchflusszytometrie - P11836

Artikelnummer: CM0005246



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes/affines CD20, optimiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt B-Zell-spezifische 33/14 kDa Isoformen; kreuzreagiert mit Javaneraffe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD20 mAb
Bemerkungen/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	931
Gen-ID	931
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P11836
Protein-Gewicht	14kDa/33kDa
Versand	Eistasche