

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd20 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P11836

Artikelnummer: CM0012534



Einführung

Kaninchen anti-Human/Affe CD20 monoklonaler Antikörper, reaktiv mit Human und Javaneraffe. Validiert für Durchflusszytometrie, zielt auf das B-Lymphozyten-Antigen CD20 ab, essentiell für Studien zu B-Zell-Entwicklung, -Differenzierung und -Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD20 mAk
Bemerkungen/Alias	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Spezies	Human
Gen-ID	931 (Human)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem CD20 entspricht (NP_068769.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P11836
Proteingewicht	14kDa/33kDa
Versand	Eisbeutel