

Kaninchen-Anti-Mensch/Affe Cd20 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P11836

Artikelnummer: CM0011070



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-anti-Mensch/Affe CD20 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD20, einen B-Zell-spezifischen Calciumkanal (P11836), mit Kreuzreaktivität gegenüber Menschen und Cynomolgus-Affen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch/Affe CD20 mAk
Bemerkungen/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	931
Gen-ID	931
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem CD20 (NP_068769.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus-Affe
SWISS	P11836
Proteingewicht	14 kDa/33 kDa
Versand	Eisbeutel