

Kaninchen-Anti-Mensch/Affe-Cd20-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P11836

Artikelnummer: CM0006126



Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen das CD20-Antigen von Mensch und Affe. Für die Durchflusszytometrie validiert. B-Zell-Marker für immunologische Forschung, Diagnostikentwicklung und Wirkstoff-Screening. UniProt: P11836.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch/Affe-CD20-mAb
Bemerkungen/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	931
GenID	931
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des menschlichen CD20 (NP_068769.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P11836
Proteingewicht	14 kDa/33 kDa
Versand	Kühlakku