

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01589

Artikelnummer: CM0011312



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen CD25 (IL2RA) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC) bei Mensch und Cynomolgus-Affe. Ideal für die Untersuchung regulatorischer T-Zellen (TREGs) und der Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Spezies	Mensch
Gen-ID	3559
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01589
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel