

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Humanes Cd25 Von Mensch/Affe Für Die Durchflusszytometrie - P01589

Artikelnummer: CM0009124



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD25 von Mensch/Affe (IL-2-Rezeptor-Alpha). Für die Durchflusszytometrie validiert, geeignet zum Nachweis regulatorischer T-Zellen und zur Untersuchung von Mechanismen der Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes/affenartiges CD25-mAb
Bemerkungen/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3559
Gen-ID	3559
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-213 des humanen CD25 (NP_000408.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01589
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku