

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07766

Artikelnummer: CM0004791



Einführung

Kaninchen anti-Human/Affe CD3 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt CD3-Epsilon-Kette (23 kDa) auf T-Zellen. Kreuzreagiert mit Human und Cynomolgus. Geeignet für Immunphänotypisierung und T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Human
GenID (Human)	916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-126 von humanem CD3 (NP_000724.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P07766
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel