

## Kaninchen-Anti-Humaner/-Affiner Cd3-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0011038



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die CD3-Epsilon-Kette des Menschen und des Krabbenaffen. Geeignet für den durchflusszytometrischen Nachweis von T-Lymphozyten in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-humaner/-affiner CD3-mAb                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon                                                                                             |
| Art               | Mensch                                                                                                                   |
| Gen-ID (Mensch)   | 916                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 916                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-126 des humanen CD3 (NP_000724.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | FC                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Krabbenaffe                                                                                                      |
| SWISS             | P07766                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 23 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Icebag                                                                                                                   |