


Kaninchen-Anti-Mensch/Affe Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P28907

Artikelnummer: CM0009079



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Mensch/Affe CD38 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielt auf das 14-34 kDa transmembranäre Glykoprotein auf Lymphozyten und anderen Geweben ab. Ideal für Immunphänotypisierung und funktionelle Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch/Affe CD38 mAk
Bemerkungen/Aliase	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Spezies	Mensch
Gen-ID	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-300 des menschlichen CD38 (NP_001766.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Kynomolgus
SWISS	P28907
Proteingewicht	14 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel