


Kaninchen Anti-Human/Affe Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P28907

Artikelnummer: CM0012673



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanen und Cynomolgus-CD38, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der enzymatischen und Rezeptorfunktionen von CD38 in der Immunregulation, Diabetes- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD38 mAk
Bemerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	952
GenID	952
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 43-300 von humanem CD38 entspricht (NP_001766.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P28907
Proteingewicht	14kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel