


Kaninchen Anti-Human/Affe Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P28907

Artikelnummer: CM0009885



Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und affines CD38. Validiert für die Durchflusszytometrie und ermöglicht die Detektion der CD38-Expression in Immunzellen für die Immunologie- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD38 mAb
Bemerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Spezies	Human
GeneID (Human)	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 43-300 von humanem CD38 enthält (NP_001766.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P28907
Protein-Gewicht	14kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel