


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd38 Polymab® Für Fc - P28907

Artikelnummer: CM0008247



Einführung

Rabbit anti-Human/Monkey CD38 PolymAb® ist ein monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie, validiert für Mensch und Javaneraffe. Zielt auf das CD38-Glykoprotein ab, das an der Signalübertragung und dem Stoffwechsel von Immunzellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human/Monkey CD38 PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38-Molekül
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	952
GeneID	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 43-300 von humanem CD38 (P28907) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P28907
Protein-Gewicht	13kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel