

Kaninchen-Anti-Humaner/-Affiner Cd4-Mab Für Die Durchflusszytometrie - P01730

Artikelnummer: CM0011326



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes/Affen-CD4 (-Konjugat), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD4, einen wichtigen Marker für T-Helferzellen und HIV-Rezeptor. Geeignet für die Immunphänotypisierung von Immunzellen und die Forschung zu Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner/-affiner CD4-mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD4.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01730
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku