

## Kaninchen Anti-Human/Affe Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01730

Artikelnummer: CM0009996



### Einführung

An konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für humanes und Cynomolgus-CD4 (T-Zell-Oberflächenglykoprotein). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Immunzellphänotypisierung und die HIV-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                   |
|-------------------|----------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human/Affe CD4 mAb      |
| Bemerkungen/Alias | T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut        |
| Spezies           | Human                                  |
| GeneID (Human)    | 920                                    |
| GeneID            | 920                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein von humanem CD4. |
| Quelle            | Kaninchen                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                 |
| Anwendung         | FC                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human, Cynomolgus                      |
| SWISS             | P01730                                 |
| Protein-Gewicht   | 51kDa                                  |
| Versand           | Eistasche                              |