

## Kaninchen Anti-Human/Affe Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01730

Artikelnummer: CM0004840



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanen/affen CD4, konjugiert mit , validiert für Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD4; reagiert mit Mensch und Cynomolgus. SWISS: P01730.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                   |
|-------------------|----------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human/Affe CD4 mAk      |
| Bemerkungen/Alias | T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut        |
| Spezies           | Mensch                                 |
| GenID             | 920                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein von humanem CD4. |
| Quelle            | Kaninchen                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                 |
| Anwendung         | FC                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Cynomolgus                     |
| SWISS             | P01730                                 |
| Proteingewicht    | 51kDa                                  |
| Versand           | Eisbeutel                              |