

Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01730

Artikelnummer: CM0009939



Einführung

Kaninchen anti-Mensch/Affe CD4 mAk, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf humanes CD4 (P01730), kreuzreagiert mit Krabbenmakaken. Nützlich für die Identifizierung von T-Helferzellen und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Affe CD4 mAk
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	920
GenID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenmakak
SWISS	P01730
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel