

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01730

Artikelnummer: CM0005368



Einführung

Dieser Kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt spezifisch humanes, Javaneraffen- und Rhesusaffen-CD4-Protein. Konjugiert mit ist er für die Durchflusszytometrie validiert und geeignet für die Identifizierung von T-Helferzellen und die HIV-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	920
Gen-ID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe, Rhesusaffe
SWISS	P01730
Proteingewicht	51kDa
Versand	Kühlakkus