

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd45 Mab Für Fc - P08575

Artikelnummer: CM0012579



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanen/affen CD45, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphänotypisierung von Leukozyten-Subsets in diagnostischen und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD45 mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-577 von humanem CD45 (P08575) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08575
Proteingewicht	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Versand	Eisbeutel