

Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd45 Mab Für Durchflusszytometrie - P08575-9

Artikelnummer: CM0011914

Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-Mensch/Affe CD45 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielgerichtet gegen das Leukozyten-Common-Antigen, kreuzreagiert mit Mensch und Cynomolgus. Geeignet für Immunphäotypisierung. Isoform 7, ~138 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Affe CD45 mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-577 des menschlichen CD45 (P08575) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08575-9
Proteinmasse	138 kDa
Versand	Eisbeutel