

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08575

Artikelnummer: CM0010446



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes und Cynomolgus-CD45 (P08575) gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Detektion des Leukozyten-common-Antigens in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Human
GenID (Human)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-577 von humanem CD45 (P08575) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P08575
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel