

Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08575

Artikelnummer: CM0004608



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-Mensch/Affe CD45 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt das gemeinsame Leukozytenantigen (LCA). Geeignet für die Immunzellprofilierung und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Affe CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-577 des menschlichen CD45 entspricht (P08575).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenaffe
SWISS	P08575
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Eisbeutel