


Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08575

Artikelnummer: CM0008762



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD45 für die Durchflusszytometrie, kreuzreaktiv mit menschlichem und cynomolgusem CD45. Erkennt das Leukozyten-Common-Antigen für Immunphänotypisierung und Studien zur T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Affe CD45 mAk
Bemerkungen/Aliase	LCA, LY5, B220, CD45, L-CA, T200, CD45R, GP180, IMD105
Spezies	Mensch
Gen-ID	5788 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-577 des menschlichen CD45 (P08575) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus-Affe
SWISS	P08575
Proteingewicht	~147 kDa (kanonisch; multiple Isoformen werden bei 131-147 kDa nachgewiesen)
Versand	Eisbeutel