

Kaninchen-Anti-Humaner/-Affenartiger Cd45-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08575-8

Artikelnummer: CM0010932

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-anti-CD45-monoklonaler Antikörper, konjugiert mit , für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit CD45-Isoform 6 des Menschen und des Javaneraffen (P08575-8), ideal für die Profilierung und Phänotypisierung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner/-affenartiger CD45-mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5788
GeneID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-577 des humanen CD45 (P08575) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P08575-8
Proteinmasse	138 kDa
Versand	Kühlakku