

Kaninchen-Anti-Human/Affen-Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08575-9

Artikelnummer: CM0009933

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und Cynomolgus-CD45 (PTPRC, LCA). Für die Durchflusszytometrie (FC) konzipiert, erkennt dieser Antikörper Isoform 7 (P08575-9, ~138 kDa). Wird in eisgekühlter Verpackung für Stabilität geliefert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Human/Affen-CD45 mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5788
Gen-ID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-577 von humanem CD45 (P08575) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P08575-9
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Eisbeutel