


Kaninchen Anti-Human/Affe Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08575

Artikelnummer: CM0005142



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanen und affenen CD45 gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Nützlich für die Detektion des Leukozyten-common-Antigens in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-577 von humanem CD45 (P08575) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P08575
Proteingewicht	147kDa/143kDa/141kDa/136kDa/131kDa
Versand	Eisbeutel