


## Kaninchen Anti-Human/Affe Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08575

Artikelnummer: CM0004821



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes und Cynomolgus-CD45 gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie, erkennt dieser Antikörper mehrere Isoformen des Leukozyten-Gemeinsamen-Antigens und ermöglicht eine präzise Immunphänotypisierung in der T-Zell- und hämatopoetischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human/Affe CD45 mAk                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 5788                                                                                                                                           |
| GenID             | 5788                                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-577 von humanem CD45 (P08575) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                      |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                         |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Cynomolgus                                                                                                                             |
| SWISS             | P08575                                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                      |