

Kaninchen-Anti-Human/Affen-Cd64-Mab Für Die Durchflusszytometrie - P12314

Artikelnummer: CM0012189



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD64 (FcγRI) des Menschen und des Javaneraffen. Für Anwendungen in der Durchflusszytometrie verifiziert, geeignet zur Identifizierung von Monozyten/Makrophagen und für Untersuchungen der Immunfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human/Affen-CD64-mAb
Bemerkungen/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2209
Gen-ID	2209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 16-288 des menschlichen CD64 entspricht (NP_000557.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P12314
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku