

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd64 Mab - P12314

Artikelnummer: CM0004470



Einführung

kaninchen monoklonaler Antikörper gegen human/affe CD64 (FCGR1A), validiert für Durchflusszytometrie. Hochaffiner IgG-Fc-Rezeptor auf Monozyten; geeignet für Immunmonitoring und ADCC-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD64 mAb
Bemerkungen/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Spezies	Human
GenID (human)	2209
GenID	2209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 16-288 von humanem CD64 (NP_000557.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P12314
Proteingewicht	43kDa/39kDa
Versand	Eisbeutel