

Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd64 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P12314

Artikelnummer: CM0009850



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes/affen CD64 (FcγRI), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Forschung zur angeborenen und adaptiven Immunität. Kreuzreaktivität mit Cynomolgus. Hochaffiner IgG-Rezeptor spezifisch für Monozyten/Makrophagen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human/Monkey CD64 mAb
Bemerkungen/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2209
GenID	2209
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 16-288 von menschlichem CD64 (NP_000557.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P12314
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel