

## Kaninchen-Anti-Mensch/Affe-Cd69-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q07108

Artikelnummer: CM0007808



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD69 (SWISS: Q07108). Validiert für die Durchflusszytometrie an humanen und cynomolgusischen Proben. Geeignet für die Erforschung der Aktivierung und Homöostase von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-Mensch/Affe-CD69-mAb                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26                                                                                       |
| Art               | Mensch                                                                                                                            |
| GeneID            | 969                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 78-199 des humanen CD69 (NP_001772.1) entsprechende Sequenz enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Cynomolgus                                                                                                                |
| SWISS             | Q07108                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 23 kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                          |