

Kaninchen Anti-Human/Affe Cd69 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q07108

Artikelnummer: CM0004166



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes und Cynomolgus-Affen CD69, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der Immunzellaktivierung und Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD69 mAb
Bemerkungen/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Spezies	Human
GeneID (Human)	969
GeneID	969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 78-199 des humanen CD69 (NP_001772.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel