


Kaninchen-Anti-Humaner/-Affiner Cd86-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P42081

Artikelnummer: CM0012794



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes und cynomolgues CD86 (B7-2), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung der T-Zell-Kostimulation und der Funktion antigenpräsentierender Zellen in der Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner/-affiner CD86-mAb
Bemerkungen/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	942
Gen-ID	942
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-241 des humanen CD86 entspricht (NP_787058.5)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P42081
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku