


Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd86 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P42081

Artikelnummer: CM0008050



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes und cynomolgus CD86, validiert für die Durchflusszytometrie. CD86 ist ein kostimulatorisches Molekül auf antigenpräsentierenden Zellen, das für die T-Zell-Aktivierung essenziell ist. Geeignet für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human/Monkey CD86 mAb
Bemerkungen/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Spezies	Mensch
Gen-ID	942 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-241 von menschlichem CD86 (NP_787058.5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P42081
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel